


TRUSETAL S.L.



STERIBLOCK® DIA

Para pequeñas heridas muy sangrantes

Superabsorbente

Especialmente indicado para:

- Hemodiálisis
- Donación de sangre
- Para pequeñas heridas muy sangrantes



¡Detiene el sangrado continuo!
Descubra cómo en la otra página...



STERIBLOCK[®] DIA

Apósito superabsorbente: ¡detiene el sangrado continuo!

Características:

- La nueva fórmula del pegamento permite retirar el apósito de manera indolora.
- Mejor absorción de los sangrados.
- Adhesivo Hot-Melt hipoalergénico sin Látex.
- El material muy elástico permite ejercer una delicada compresión sobre el lugar de punción/herida.
- Apósito acolchado muy absorbente.



¡Se retira de forma indolora!

Pegamento Hot-Melt hipoalergénico:

sin derivados del caucho natural. Especialmente indicado para pieles sensibles. La nueva fórmula del pegamento permite retirar el apósito de manera indolora.

Compresa central muy absorbente y elástica.


Mayor capacidad de absorción y retención.

Materia prima:

el material muy elástico permite ejercer una delicada compresión.

Los bordes redondeados

permiten una adhesión óptima del apósito a la piel así como mayor confort y capacidad de movimiento.



STERILE EO



STERIBLOCK®*DIA*

Nuevo formato de **STERIBLOCK®*DIA***:



BEIGE

- Color piel
- Almohadilla central redonda
- Nueva forma

STERIBLOCK®*DIA* es un apósito estéril sellado, envasado individualmente, elástico y transpirable. Su compresa central altamente absorbente se expande al contacto con los líquidos, aumentando por consiguiente la presión en el lugar de punción/herida, en caso de sangrados posteriores. Su nueva fórmula permite retirar el apósito de manera indolora.




De este modo **STERIBLOCK®*DIA*** ayuda a detener el sangrado continuo.

El pegamento Hot-Melt hipoalergénico junto al material de fabricación altamente transpirable, ayudan incluso a los pacientes con las pieles más sensibles. El pegamento Hot-Melt no contiene Látex o derivados del caucho natural. Su nueva fórmula permite retirar el apósito de manera indolora.



Solicite más información completando el formulario en la parte trasera. →



PEDIDO: FAX DE RESPUESTA / ENVIAR ESCANEADO 983 36 19 21 / trusetal@ecosem.es

Marque por favor:

- Por favor enviar unas muestras de **STERIBLOCK®DIA**
- Por favor enviar unas muestras de **STERIBLOCK®DIA beige**
- Quisiéramos pedir ____ cajas de **STERIBLOCK®DIA**
- Quisiéramos pedir ____ cajas de **STERIBLOCK®DIA beige**
- Nos interesaría una oferta para pedir mensualmente ____ cajas de **STERIBLOCK®DIA**
- Nos interesaría una oferta para pedir mensualmente ____ cajas de **STERIBLOCK®DIA beige**

Dirección, sello:

Referencias productos:

Producto	Tamaño	Envase	Cantidad	Referencia
STERIBLOCK®DIA	86 mm x 25 mm	Envase clínico	100 unidades	70034
STERIBLOCK®DIA beige	95 mm x 28 mm	Envase clínico	100 unidades	70072

Para mayor información dirigirse a:



TRUSETAL S.L.

Autovía A-62, salida km 117
E-47009 Valladolid

Apdo. de Correos nº 89
(E-47080) Valladolid

T.983 36 24 97
F.983 36 19 21

www.tshs.eu | www.ecosem.es
trusetal@ecosem.es